



フェイスシールド作成につつまして

A Sonova brand

PHONAK
life is on

フェイスシールド作成準備物

- 透明シート (0.45mm)
- スポンジ (裏面に粘着テープ付)
- ゴムバンド

購入先は

- ホームセンター (ジュンテンドー)
- 百均ショップ (Seria)



1枚：所要時間
5分程です

作成手順① 透明シートをカット



たて：25cm
よこ：30cm
でカットしました

作成手順② スポンジを貼り付け



先ほどの透明シート
に貼り付け

スポンジは2段重ねで
貼り付けました。
(メガネに干渉しないように)

作成手順③ ゴムバンドを取り付け



先ほど貼り付けたスポンジの隣に切り込みを入れました

切り込みからゴムバンドをいれます。スポンジが隠れるようになります。



完成！！



最後に
下側の淵をカット
し、角々しさを無
くしました

ゴムバンドですと、
長さの調整も簡単ですし、
メガネ装着の有無関係あり
ませんので便利でした





以上となります。宜しくお願い致します

A Sonova brand

PHONAK
life is on