



Easy-to-make FACE SHIELD

H 200mm × W 265 mm

素材 | PET もしくは 塩ビシート (硬質)

厚さ | およそ 0.2mm

Material | PET or Clear PVC sheet (hard)

Thickness | Approx. 0.2mm

透明シートにテンプレートを重ねてハサミで切り、メガネに装着し完成いたします。
一人でも多くの医療従事者の方々のお役に立つことができれば幸いです。

It only takes 3 steps to create this face shield; put the template on top of a clear plastic sheet, cut them along the guideline, and attach it to your glasses.

I hope this can be of any help to healthcare workers.

TOKUJIN YOSHIOKA